

BLI

FLÜSSIGE HAUT-UND HANDESINFEKTION MIT DESINFEKTIONSMITTEL- STÄNDER

- Wirksam gegen Coronaviren COVID-19
- Antiseptika fungizid, bakterizid (inkl. TB), begrenzt viruzide
- IHO viruzide Liste/DGHM/VAH gelistet/HACCP-zert.
- Praktische Ausbringung mit der Dosierpumpe für 500ml-Flaschen
- Hochwertig verarbeiteter Desinfektionsmittel-STÄNDER mit verstellbarem Klemmbügel zur Fixierung
- Eine schnelle Mitnahme ist ausgeschlossen
- Aus pulverbeschichtetem Stahl und massivem Rundsockel mit Gummiumwandlung für einen sicheren Stand
- MADE IN GERMANY!
- Hochwertig verarbeitete Desinfektionsmittel-SÄULE aus Edelstahl mit Adapter
- Für Druckspender und Trigger geeignet
- Mehrsprachiges Informationslabel
- Stabile, leichtmontierbare Komponenten
- Druckspender, Adapter und Informationslabel sind im Preis inbegriffen
- WANDHALTERUNG (mit Adapter-Ring Z02464202)



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

BACTO CLEAN LIQUID

ALLGEMEINE INFORMATION

BACTO CLEAN LIQUID ist ein flüssiges Haut- und Händedesinfektionsmittel für den persönlichen Schutz (auch COVID-19).

BACTO CLEAN LIQUID ist optimal geeignet für Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen sowie für Kindergärten / Schulen und den privaten Gebrauch. Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (HACCP) wie Metzgereien, Bäckereien usw.

Der DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER -Made in Germany- besitzt einen verstellbaren Klemmbügel um die Flasche sicher zu fixieren.

Der DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER besteht aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl und einem massiven Rundsockel.

Die DESINFEKTIONSMITTELSÄULE ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und kann mit Hilfe des Adapters mit Druckspender oder Trigger verwendet werden.

Die DESINFEKTIONSMITTELSÄULE ist leicht zu montieren und besitzt ein mehrsprachiges Informationslabel.

Adapter, Druckspender und Informationslabel sind im Preis inbegriffen.

Zusätzlich: Die praktische Wandhalterung für BLI 500ml und 1l- Flaschen.

TECHNISCHE INFORMATION

Zusammensetzung pro 100 g: 80 g Ethanol

Form: flüssig

Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch

Schmelz- / Gefrierpunkt: < - 40 ° C

Siedepunkt: > 78 ° C

Flammpunkt: 19 ° C

Dichte (bei 20 ° C): 0,85 g / cm³

Dynamische Viskosität (bei 25 ° C): < 10 mPa

Desinfektionsmittel-STÄNDER:

Material: Stahl- pulverbeschichtet

Gewicht: 3,6 kg

Flaschenhaltermaß (Stellfläche): 102 x 91 mm

Rundsockeldurchmesser: 275 mm

Gesamthöhe: 1020 mm

Desinfektionsmittel-SÄULE:

Material: Edelstahl

Zusatzmaterialien: Druckspender, Adapter

Standfuß: 300mm x 300mm

Säule: Breite 120mm / Tiefe 120mm / Höhe 1255mm

Bacto Clean WANDHALTERUNG:

Länge: 120mm

Breite: 50mm

Tiefe: 80mm

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Dosierungsanweisungen und Art der Anwendung:
- Reiben Sie die trockenen Hände mit ca. 5 ml der unverdünnten Lösung ein (30 Sekunden lang feucht halten).
- Einwirkzeiten: Bakterien einschließlich MRSA, fungizid / levurozid gem. DGHM / VAH - 30 Sek.
- Tuberkulose-Bakterien - 30 Sek.
- Umhüllte Viren, einschließlich HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV / Grippe-Viren wie H5N1 und H1N1, - 15 Sek.
- Rotavirus - 15 Sek.
- Norovirus - 1 Min.
- Beachten Sie den Hygiene- und Hautschutzplan

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T401410	Desinfektionsmittelsäule	1 St.	TOOLS
T463050	Bacto Clean Liquid	500ml	SICHERHEIT UND SCHUTZ
T463100	Bacto Clean Liquid	1l	SICHERHEIT UND SCHUTZ
Y401402	Dosierpumpe Bacto Clean Liquid 500ml	1 St.	TOOLS
Y464201	Bacto Clean Wandhalterung	1 St.	SICHERHEIT UND SCHUTZ
Y875001	Trigger Solvent Resistant	1 St.	TOOLS

