

BAC

HAUTSCHONENDES HÄNDEDESINFEKTIONSGEL

- Wirksam gegen Coronaviren COVID-19
- Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, viruzid nach EN 14476
- Sehr mild in der Anwendung auf der Haut
- Dermatologisch getestet
- Parfümfrei, die Haut pflegend und rückfettend
- Frei von Allergenen
- Geprüft nach DGHM/VAH-Richtlinien



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

BACTO CLEAN GEL

ALLGEMEINE INFORMATION

BACTO CLEAN GEL ist ein sehr hautschonendes Desinfektionsgel und frei von Inhaltstoffen, die bei regelmäßiger Anwendung zu Hautirritationen führen können. Zusätzlich beinhaltet BACTO CLEAN GEL pflegende und rückfettende Wirkstoffe,

um die Haut vor Austrocknung zu schützen. BACTO CLEAN GEL kann, nach der Hand-Reinigung, auf die Haut aufgebracht werden und ist frei von Aldehyden, Phenolen und quartären Ammoniumverbindungen.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Gel
Farbe: farblos
Geruch: Alkohol
pH-Wert: 7,5 - 8,5 (20 °C)
Schmelzpunkt: < -20 °C
Siedebeginn und Siedebereich: ≈ 85 °C

Flammpunkt: 14 °C
Zündtemperatur: > 425 °C
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 3,5 - 15 Vol-%
Dichte: 0,833 - 0,843 g/cm³ (20 °C)
Wasserlöslichkeit: mischbar (20 °C)
Viskosität, dynamisch: 250 mPa·s (20 °C)
BAuA-Reg.-Nr.: N-68321

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Achtung: Für Standard-Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von min. 30 Sek. zu beachten! Zusätzliche Einzelwandhalterung zur einfachen Montage an die Wand erhältlich.
- BACTO CELAN GEL kann in allen sanitären Betriebsbereichen z.B. Fertigungsstätten, Handwerksbetrieben, Restaurants, Hotels, Kindergärten, Schulen usw. zum persönlichen Schutz und zur Vermeidung von übertragbaren Krankheiten verwendet werden.
- Um Verdünnungseffekte auszuschließen BACTO CELAN GEL nur an trockenen Händen anwenden.
- BACTO CLEAN GEL ist wie alle Produkte der MAGIC-Linie hervorragend für die Einhaltung von Hygiene- und Reinigungsplänen in Betrieben geeignet.
- Augenkontakt vermeiden.
- Zur persönlichen Händehygiene nach EN 1500: 2 x mit 3ml BACTO CLEAN GEL für 30 Sek. gründlich einreiben.
- Zur chirurgischen Desinfektion nach EN 12791: Hände und Unterarme gründlich 2 x mit 5ml BACTO CLEAN GEL für 1,5 Min. einreiben.
- Sonstige Mengen und Einwirkzeiten:
- Bakterizid inkl. MRSA/Hefepilz nach DGHM/VAH/EN 13727 / EN 13624: unverdünnt 15 Sek.
- Tuberkulozid (M. terrae) n. EN 14348: unverdünnt 30 Sek.
- Viruzid EN 14476: unverdünnt 1 Min.
- Adeno Viren: unverdünnt 1 Min.
- Polio Viren: unverdünnt 1 Min.
- Rota Viren: unverdünnt 1 Min.
- Noro Viren nach MNV n. EN 14476: unverdünnt 15 Sek.
- Maul- und Klauenseuchevirus (MKS): unverdünnt 1 Min.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T464001	Bacto Clean Gel	500 ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SICHERHEIT UND SCHUTZ
Y464101	Bacto Clean Drückspender	1 St.	-	TOOLS
Y464201	Bacto Clean Wandhalterung	1 St.	-	TOOLS

